

SONDA PA ON

La sonda periodontal que ha llegado para cambiar el diagnóstico de los problemas de las encías.

Para hacer un correcto y fiable tratamiento periodontal, es fundamental hacer la medición del surco gingival, el espacio que hay entre el diente y la unión de la encía a éste. Es un trabajo que requiere de mucho tiempo y dedicación, lo que a veces incomodaba al paciente. Pero ahora, con la sonda periodontal computerizada pa on, todo es más fácil e indoloro.

La última tecnología aplicada al diagnóstico y seguimiento del tratamiento periodontal. La estación de sondaje periodontal computerizada PA-ON realiza un perfecto sondaje periodontal con avanzada tecnología digital interactiva de gran fiabilidad y reproducibilidad de los resultados.

El primer periómetro que analiza automáticamente el estado periodontal. Ayuda a obtener un Diagnóstico de una forma más sencilla y más rápida, también gracias a que viene integrado completamente en su propio software.

- Ergonómico e Inalámbrico: Se puede trabajar con pa-on como una sonda convencional.
- Medición automatizada y guiada: Estandarizada, procedimiento de medición sencillo.
- Mínima molestia para el paciente: Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.
- Mide bolsa periodontal, recesión, pérdida de inserción, placa bacteriana y sangrado.



Pa_On

La sonda periodontal para un examen totalmente automático

Medición calibrada con una presión exacta de **20g**

orangedental premium innovations